



# CoxaTrain® MEHR EFFIZIENZ FÜR IHR SANITÄTSHAUS

- + platzsparende Lagerhaltung
- + werkzeugfreie Anformung der Gelenkschiene
- + patientenfreundliche Nachjustierung

**GRÖSSENTABELLEN**  
WÄHLEN SIE AUS SECHS STANDARDGRÖSSEN FÜR DIE BECKENBANDAGE,  
DREI GRÖSSEN FÜR DIE OBERSCHENKELBANDAGE UND ZWEI GELENK-LÄNGEN

BECKENBANDAGE	1	2	3	4	5	6
Umfang Becken (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135	135–145
Bestellnummer 122 2581 2080 00°	1	2	3	4	5	6


° = Größe (1–6)

OBERSCHENKELBANDAGE	1	2	3
Umfang Oberschenkelmitte (cm)	43–53	53–63	63–73
Bestellnummer 122 2582 1080 +0°	1	2	3

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links  
° = Größe (1–3)

GELENK	SHORT	LONG
Körpergröße in cm	< 170 cm	> 170 cm
Bestellnummer 122 2584 100#000	1	2

# = Ausführung (1) short, (2) long



» Mit CoxaTrain können wir Schmerzen lindern, gleichzeitig die Hüftgelenkfunktion und die Gehfähigkeit verbessern. Für mich ist ein orthopädischer Traum wahr geworden.«

Prof. Heinrich Hess –  
Leiter a.D. Orthopädische Klinik Saarlouis  
und Erfinder der CoxaTrain

**WANN WELCHES PRODUKT?**  
ZUVERLÄSSIGE VERSORGUNG  
FÜR IHRE PATIENTEN.

**CoxaTrain® KONSERVATIV**  
Stabilisierung und Reduzierung  
der Schmerzen im Hüftgelenk



**HILFSMITTELNUMMER**  
23.05.01.0006

**SofTec® Coxa POSTOPERATIV**  
Erhöhte Stabilisierung und  
Führung des Hüftgelenks



**HILFSMITTELNUMMER**  
23.05.01.1003

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfe-Inst. - Sp-Gr. - Begr.-Prüfung - Apotheken-Nr. (in %)	
Name, Vorname des Versicherten		Geburtsdatum	
<b>REZEPTBEISPIEL</b> CoxaTrain®		geb. am	
Kostenträgerkennung - Versicherten-Nr.		Anzahl - Einheitspreis - Faktor - Taxe	
Betriebsstätten-Nr. - Arzt-Nr. - Datum		23.05.01.0006	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel	
Coxarthrose <b>Orthese CoxaTrain®</b> 1 Stück, rechts Konservative Versorgung mit besonders leichter und gut anlegbarer Orthese für langfristige Mobilisierung und Verzögerung einer Operation		Unterschrift des Arztes Muster 16 (10/2014)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen		Abgabedatum in der Apotheke	
Untertag		Untertagbetrieb oder Arbeitgebernummer	

**Bauerfeind AG**  
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes  
Germany


**T** +49 (0) 800 0 01 05 20  
**F** +49 (0) 800 0 01 05 25  
**E** info@bauerfeind.com

Rev. 1 – 2021-06\_19001060211 001

## DIGITAL TRAINIEREN MIT DER THERAPIE-APP VON BAUERFEIND

Die Therapie-App von Bauerfeind bietet jedem Anwender ein individuelles Übungsprogramm für:

- + MEHR KRAFT
- + MEHR BEWEGLICHKEIT
- + MEHR MOTIVATION



**MEHR ERFAHREN:**  
[bauerfeind.de/app](https://bauerfeind.de/app)



Mit  
Übungen für  
die Hüfte

Produktinformationen schnell  
digital verfügbar mit der  
**Bauerfeind Hilfsmittel-App**



**MEHR ERFAHREN:**  
[bauerfeind.de/himi-app](https://bauerfeind.de/himi-app)



[experts.bauerfeind.com/coxatraining](https://experts.bauerfeind.com/coxatraining)



# MEINE THERAPIE BEI ARTHROSE

Aktiv mit CoxaTrain®



# CoxaTrain®

## MEHRFACH-THERAPIE BEI COXARTHROSE

Hilfsmittelnummer 23.05.01.0006

- + WENIGER SCHMERZEN
- + LÄNGERE GEHSTRECKE
- + MEHR LEBENSQUALITÄT
- + GEZIELTE ANPASSUNG
- + HÖCHSTER TRAGEKOMFORT

### INDIKATIONEN


- Coxarthrose (Kellgren-Lawrence-Score 2–4)
- muskuläre Dysbalance Lenden-Becken-Hüft-Region
- muskuläre Probleme nach Gelenkoperationen Hüfte
- Impingement Hüftgelenk
- Instabilität des Hüftgelenks (nach TEP, nach Revisionseingriff)
- Instabilitätsgefühl in der Hüfte
- Lockerung Hüftprothese, wenn OP nicht möglich

### WIRKWEISEN

- reduziert muskuläre Dysbalancen
- entspannt die bewegungsausführende Muskulatur
- stabilisiert das Becken und entlastet die Iliosakralgelenke
- aktiviert die Muskulatur

### VORTEILE

- lindert Schmerzen in der Lenden-Becken-Hüft-Region
- unterstützt die Bewegung
- gibt Sicherheit beim Gehen
- hohe Therapietreue durch das leichte Gewicht und die flache Bauhöhe



REDUZIERT  
SCHMERZEN UND  
STABILISIERT DAS  
HÜFTGELENK

### TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT HOCHWERTIG UND INDIVIDUELL

- einstellbare Zuggurte der Beckenbandage zur Stabilisierung
- werkzeugfreies Schränken des Gelenks an die jeweilige Anatomie
- höhenverstellbare Oberschenkelbandage über die Gelenkschiene
- variable Positionierung von Trochanter und Gluteal Pad
- optional: regulierbare Hüftbewegung in einer Ebene über Limitierungsstifte (60°, 75°, 90°)



»Die Hauptinnovation ist die Kombination aus verschiedenen Therapieprinzipien. Der multidirektionale Ansatz erhöht die Erfolgchancen bei verschiedenen Ausprägungen von Arthrose.«

Prof. Dr. med. Stefan Sell –  
Ärztlicher Direktor Gelenkzentrum  
Schwarzwald Enzkreiskliniken Neuenbürg

### VORTEILE



passt komfortabel  
unter die Kleidung



Gelenkschiene  
werkzeugfrei anformbar



höhenverstellbare  
Gelenkschiene