



GenuTrain® OA IM BAUERFEIND GONARTHROSE-PORTFOLIO

- + Schmerzen reduzieren
- + Aktivität erhöhen
- + Compliance optimieren



GRAD I	GRAD I–II	GRAD II–(III)	GRAD III–(IV)	GRAD IV
GenuTrain® A3 • 05.04.01.2006 leichte Gonarthrose	GenuTrain® S • 23.04.03.0014 leichte Gonarthrose mit Gelenkinstabilitäten	GenuTrain® OA •• 23.04.04.1021 mittelschwere Gonarthrose in Varus- oder Valgusfehlstellung	SecuTec® OA • 23.04.04.2010 mittlere bis schwere Gonarthrose in Varus- oder Valgusfehlstellung	MOS-Genu lang • 23.04.04.2006 schwere Gonarthrose und Post-OP • PROPRIOZEPTION • KORREKTUR

GenuTrain® OA
MEHR EFFIZIENZ
FÜR IHR SANITÄTSHAUS

- + platzsparende Lagerhaltung
- + werkzeugfreie Anformung der Gelenkschiene
- + patientenfreundliche Nachjustierung

GRÖSSENTABELLE WÄHLEN SIE AUS FÜNF STANDARDGRÖSSEN:

GRÖSSE	1	2	3	4	5
Umfang oben (cm)	40–47	47–52	52–58	57–65	60–72
Umfang unten (cm)	28–34	34–39	39–43	43–46	46–50
Bestellnummer 121 4165 0070 +0°	1	2	3	4	5

+6 = rechts für mediale Entlastung; oder für laterale Entlastung am linken Bein
 +7 = links für mediale Entlastung; oder für laterale Entlastung am rechten Bein
 ° = Größe

Optional: Limitierungs-Set: 129 4166 0070 00*
 (*1 = für Größe 1 und 2, *3 für Größe 3 und 4, *5 für Größe 5)

Bauerfeind AG
 Triebeser Straße 16
 07937 Zeulenroda-Triebes
 Germany


T +49 (0) 36628 66-40 00
F +49 (0) 36628 66-44 99
E info@bauerfeind.com



»Erste Ergebnisse zeigen eine Schmerzreduktion und deuten hin auf eine Verbesserung der Kniebelastung, Veränderung des Gangbildes und positive Beeinflussung der Propriozeption des Arthroseknies. Die neuartige Konstruktion ermöglicht dem Patienten ein angenehmes Tragen. Dies steigert die Therapietreue.«

Prof. Dr. med. Stefan Sell — Ärztlicher Direktor
 Gelenkzentrum Schwarzwald Enzkreiskliniken Neuenbürg

50%
weniger Schmerzen*



* Fallserie n=15 mit Indikation mediale oder laterale Gonarthrose, VAS-Schmerzscore, 2 Wochen Tragezeit, interne Daten Bauerfeind




**AKTIV WERDEN
MIT ARTHROSE**
GenuTrain® OA

GenuTrain® OA

GEZIELTE ENTLASTUNG UND STABILISIERUNG FÜR MEHR AKTIVITÄT BEI GONARTHROSE

Hilfsmittelnummer 23.04.04.1021


+ ENTLASTUNGSSYSTEM FÜR MEHR THERAPIETREUE



INDIKATIONEN

- mediale oder laterale Gonarthrose
- Instabilität (mediolateral)
- Knorpel-/Knochenläsion unikompartimentell
- Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau bei notwendiger einseitiger postoperativer Entlastung
- nach einseitigen Meniskusläsionen
- Morbus Ahlbäck (Osteonecrosis)
- Osteochondrosis dissecans
- Bone Bruise (Knochenödem des medialen Femur condylus/Tibiaplateau)

INNOVATIVE KONSTRUKTION FÜR EINE AKTIVE THERAPIE



+ HOHE AKZEPTANZ ÜBER LÄNGERE ZEIT

- druckfreie Beugezone in der Kniekehle
- rutschfeste Konstruktion
- atmungsaktives 3D-Netzgestrick
- flexible Gelenkschiene auf der nicht schmerzenden Seite
- leichtes Gewicht

+ EINFACHE HANDHABUNG

- leichtes An- und Ablegen dank großer An- und Ausziehschlaufen und flexiblem Gestrick
- individuell einstellbare Entlastung dank **Boa® Fit System**



+ SPÜRBARE ENTLASTUNG DER SCHMERZHAFTEN KNIESEITE

- Entlastungs-Stabilisierungssystem mit:
- Drei-Punkt-Prinzip
 - umlaufenden Bändern
 - flexibler Gelenkschiene

BAUERFEIND THERAPIE-APP



VON ÄRZTEN EMPFOHLEN UND MIT PHYSIOTHERAPEUTEN ENTWICKELT

Die Therapie-App von Bauerfeind bietet jedem Patienten ein individuelles Trainingsprogramm.

Weitere Informationen
www.bauerfeind.de/app

Leitliniengerechte Therapie

»Die Gonarthrose kann konservativ effektiv durch [...] Orthesen therapiert werden.« *

* Auszug aus der Leitlinie »Gonarthrose« 2017 s. 33 – 34

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Geschlecht	Name, Vorname des Versicherten	
Geb. dtt.		
nocti		
Sonstige		
Unfall	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.
Arbeitsunfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.
		Datum
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) mediale Gonarthrose 1 x GenuTrain OA, rechts - medial Konservative Versorgung für langfristige Mobilisierung des Patienten und Verzögerung einer Operation konform der Leitlinie Gonarthrose		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer	